

Produktname: Stop Hemo Plaster

PZN: 20867994

Inhalt: 12 PFLASTER :

6X (72 X 25 mm)

6X (72 X 34 mm)

1. ZUSAMMENSETZUNG / EIGENSCHAFTEN

Das sterile Stop H mo® Pflaster besteht aus einer bioaktiven Kompresse aus Kalziumalginatfasern (aus Meeresalgen) auf einem klebenden Tr germaterial mit h chster Hautvertr glichkeit.

- Die Kompresse setzt ihr Kalzium frei, um die Aggregation der Blutpl ttchen zu beschleunigen, die Blutung schnell zu stoppen und die Wundheilung zu f rdern.
- Die Kalziumalginatfasern gelieren bei Kontakt mit dem Blut, was ein schmerzloses Entfernen erm glicht.

2. ANWENDUNGSGEBIETE

Blutstillung und Wundheilung oberfl chlicher Verletzungen: Schnitte, offene Blasen, kleine Wunden.

Stop H mo® Pflaster wird bei Kindern, Erwachsenen und schwangeren Frauen verwendet und f r Patienten mit angeborenen (Rendu-Osler, Von Willebrand, H mophilie) oder (durch Blutpl ttchenaggregationshemmer, Anti-Vitamin K oder Heparin) erworbenen H mostasest rungen empfohlen. Bei anhaltender Blutung ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

3. ANWENDUNG

Die Wunde mit Wasser und Seife oder mit physiologischer Kochsalzl sung (NaCl 0,9%) reinigen. Stop H mo® Pflaster anbringen. *Nach dem Entfernen des Stop H mo® Pflasters eventuell verbleibende Fasern l sen sich mit der Zeit von selbst ab.*

4. GEGENANZEIGEN UND UNERW NSCHTE WIRKUNGEN

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt. Stop H mo® Pflaster enth lt Spuren von Tensiden, die Anwendung kann bei einzelnen empfindlichen Personen zu  berempfindlichkeitsreaktionen f hren.

5. WECHSELWIRKUNGEN

Stop H mo® Pflaster darf nicht mit alkalischen L sungen wie z.B. Natriumhypochloritl sungen oder L sungen, die Chlorhexidin, Benzalkoniumchlorid oder Kupfersalze enthalten, verwendet werden. Wenn derartige Produkte auf der Wunde verwendet werden, gr ndlich mit physiologischer Kochsalzl sung (NaCl 0,9%) sp len, bevor Stop H mo® Pflaster angebracht wird.

6. VORSICHTSMASSNAHMEN

Nicht wiederverwenden wegen des Risikos mikrobieller Verunreinigung und des Verlustes der Wirksamkeit.

Ablaufdatum stets beachten.

Hersteller:

Les Laboratoires Brothier

41,Rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex - FRANCE

Tel : +33 1 56 38 30 00 - info@brothier.com

www.brothier.com

Importeur CH:

F.Uhlmann-Eyraud SA - www.stophemo.ch

Ateliegasse 1 | CH-5600 Lenzburg

Vertrieb Deutschland:

Dr. Dagmar Lohmannpharma + medical GmbH

Meeraner Str. 17 D D-12681 Berlin

info@dr-dagmar-lohmann.de

T: +49 30 549895-0

F: +49 30 549895-22

Stand Juni 2026