

Oberarm- Blutdruckmessgerät



Universalmanschette
für Oberarmumfang von 22–40 cm



Netzteil erhältlich
Das Gerät kann mit einem
Netzteil betrieben werden. Das
Netzteil ist separat erhältlich.



Einfach
visocor Geräte legen
den Fokus auf einfache
Blutdruckmessung –
einfach zu bedienen mit
einem Tastendruck.



Präzise
Die Messgenauigkeit
der visocor Blutdruck-
messgeräte wurde von
mehreren unabhängigen
Instituten geprüft und
bestätigt.



Qualität
Alle visocor
Blutdruckmessgeräte
durchlaufen mehrere
Qualitätskontrollen.
Qualität, auf die Sie
sich verlassen können.



Klinisch validierte
Messgenauigkeit



Arrhythmie-
Anzeige



WHO-
Ampel



Mittelwert-
Anzeige



Validierte
Messgenauigkeit

nach Deutscher Industriennorm
DIN EN ISO 81060-2



Speicher mit
Mittelwertanzeige

Benutzerspeicher für 90 Messwerte
mit Mittelwertanzeige



WHO-
Ampel

Ampelfunktion zur einfachen
Einstufung der Messwerte
nach WHO-Richtlinien



Arrhythmie-
erkennung

Anzeige unregelmäßiger
Pulse z.B. bei Herzrhythmus-
störungen



Intelligentes
Aufpumpen

Während des Aufpumpens wird
der ideale Aufpumpdruck für
Ihren individuellen Blutdruck
berechnet - ohne Nachpumpen.



Datum /
Uhrzeit



Lager- und Transportbedingungen Storage and transport conditions	-25 °C - 70 °C ≤ 93 % RH
Betriebsbedingungen Operating conditions	5 °C - 40 °C 15 % - 93 % RH

Inhalt

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät visocor® OM60
Bügelmanschette für Armumfang 22-40 cm
Gebrauchsanleitung
4 x 1,5 V Mignon Alkaline-Batterien (AAA, LR03)

REF 25060
PZN-16259941



CE0123



UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Str. 22
97900 Kűlsheim
Germany
info@uebe.com
www.uebe.com

UEBE
Germany est.1890