

UCS Ultraschall-Reinigungskonzentrat 500 ml

PZN 07771634 | Art. 941

UCS Ultraschall Reinigungskonzentrat – effektiv und schonend für die Anwendung in Ultraschallreinigungsgeräten.



Das hochwertige Reinigungskonzentrat für Ultraschallreiniger entfernt Verschmutzungen porentief und hygienisch. Es unterstützt die Ultraschalltechnik optimal und reinigt schonend, ohne Rückstände zu hinterlassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln, die oft aggressive Inhaltsstoffe enthalten, ist das UCS Ultraschall Reinigungskonzentrat besonders schonend und effektiv. Es wurde speziell entwickelt, um selbst kleinste Verschmutzungen zu entfernen und die Oberflächen Ihrer Gegenstände zu schonen. Die Entschäumungseigenschaft verhindert eine unerwünschte Schaumbildung im Ultraschallgerät.

Zur Reinigung von Zahnprothesen, Brücken, Instrumenten, Zahnspangen, Teilen aus Kunststoff, Glas, Gummi, Abdrucklöffel u.v.m.

Anwendung: Auf 1 Liter Wasser 1 Verschlusskappe des Reinigungskonzentrats geben und nach der Reinigung gründlich mit Wasser abspülen.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Organische Säuren, Duftstoffe

Produktinformationen

Abmessungen: 5,50 x 7,00 x 17,10 cm

Artikelgewicht: 0,559 kg

Gewicht mit Verpackung 0,56 kg

Inhalt/Menge: 500 ml

UVP: 19,99 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20