

OMRON HBF-508-E

## OMRON **BF508**

Körperanalyse Monitor

---



- 8-Punkt-Messung an Händen und Füßen zur exakten Messung und Klassifizierung von Viszeralem Fett, Körperfettanteil, BMI und Gewicht bis 150 kg
- Datenspeicher für die letzte Messung
- Auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet
- Für 4 Nutzer
- Mit Gastmodus
- 

PZN 01149075

UVP 79,95 €

# OMRON **BF508**

## Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Körperanalyse Monitor
Name	OMRON BF508 (HBF-508-E)
EAN Code	4015672103870
Anzeige	<p><b>Anzeige des Mindestkörpergewichts:</b> 0 bis 150kg in 100g Schritten</p> <p><b>Körperfettanteil:</b> 5.0 bis 60.0 % in Schritten von 0,1 %</p> <p><b>BMI:</b> 7.0 bis 90.0 in Schritten von 0.1</p> <p><b>Viszeraler Fettanteil:</b> 30 Stufen in Schritten von einer Stufe</p> <p><b>BMI Klassifikation:</b> - (Untergewicht) / 0 (Normal) / + (Übergewicht) / ++ (Adipös) mit 12-stufiger Balkenanzeige</p> <p><b>Klassifikation des Körperfettanteils:</b> - (niedrig) / 0 (normal) / + (hoch) / ++ (sehr hoch) mit 12-stufiger Balkenanzeige</p> <p><b>Klassifikation des viszeralen Fetts:</b> 0 (normal) / + (hoch) / ++ (sehr hoch) mit 9-stufiger Balkenanzeige</p>
Eingestellte Daten	<p><b>Größe:</b> 100.0 bis 199.5 cm</p> <p><b>Alter:</b> 10 bis 80 Jahre</p> <p><b>Geschlecht:</b> männlich / weiblich</p> <p>*Masseinheiten: kg(cm) / lb (feet,inch)</p> <p>* Der Altersbereich für Klassifizierung von BMI und viszeralen Fettanteil reicht von 18 bis 80 Jahre.</p> <p>* Der Altersbereich für die Klassifikation des Körperfettanteils (in %) reicht von 20 bis 79 Jahre.</p>
Genauigkeit	<p>0.0 kg bis 40.0 kg: <math>\pm 0.4</math> kg; 40.0 kg bis 150.0 kg: <math>\pm 1</math> %</p> <p>Körperfettanteil: 3.5 %</p> <p>Viszeraler Fettanteil: 3 Stufen</p>
Stromversorgung	4 x 1.5 V Batterien Typ AA (R6)
Batterie-Lebensdauer	<p>ca. 1 Jahr (bei Verwendung von Manganbatterien und einer Messung pro Tag)</p> <p>Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer</p>
Betriebstemperatur / -feuchtigkeit:	<p>+ 10°C bis + 40°C</p> <p>30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit</p>
Lagertemperatur / -feuchtigkeit	<p>- 20°C bis + 60 °C</p> <p>10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit</p>
Gewicht	ca. 2200g (mit Batterien)
Äußere Abmessungen	<p><b>Anzeigemodul:</b> ca. 300 (B) * 35 (H) + 149 mm (T)</p> <p><b>Basisgerät:</b> ca. 303 (B) + 55 (H) + 327 mm (T)</p>
Zubehör	4 AA-Manganbatterien (R6), Gebrauchsanweisung, Garantiekarte
Hersteller	<p>OMRON Healthcare Co. Ltd.</p> <p>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto</p> <p>617-0002 Japan</p>
EU-Vertretung	<p>OMRON Healthcare Europe B.V.</p> <p>Scorpius 33</p> <p>2132 LR Hoofddorp</p>

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH  
Gottlieb-Daimler-Str. 10  
68165 Mannheim  
Tel.: 0621/83348-0  
Fax: 0621/83348-20  
kontakt@eu.omron.com  
[www.omron-healthcare.de](http://www.omron-healthcare.de)

CE0197