



DE

LESEN SIE VOR JEDER ANWENDUNG VON MULTI-MAM LANOLIN DIESE INFORMATION SORGFÄLIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

MULTI-MAM LANOLIN BRUSTWARZENPFLEGE FÜR STILLENDE MÜTTER

- Beruhigt und schützt die Brustwarzen
- Hält die Haut weich, geschmeidig und gesund
- Für die Pflege von trockenen und empfindlichen Brustwarzen
- Hilft, das natürliche Hautfett zu ersetzen und zu ergänzen
- Hat einen neutralen Geschmack und Geruch
- 100 % hochreines, natürliches Wollfett

WAS IST MULTI-MAM LANOLIN?

Multi-Mam Lanolin ist ein biologisches Produkt, das dem natürlichen Fett der menschlichen Haut am nächsten kommt. Lanolin ist ideal, um das Hautfett zu ersetzen und zu ergänzen, das durch das Stillen entzogen wurde. Auf diese Weise schützt Multi-Mam Lanolin die Brustwarzen vor und während der Stillzeit vor Austrocknung, Rissbildung und Empfindlichkeit. Lanolin bietet optimalen Schutz und muss vor dem Stillen nicht entfernt werden. Für Ihr Baby ist Multi Mam Lanolin unbedenklich bei Verschlucken.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie gründlich. Eine kleine Menge Lanolin zwischen den Fingern erwärmen und auf den gesamten Brustwarzenbereich auftragen.

Tipp: Die Tube vor der Anwendung vorsichtig kneten oder in den Händen erwärmen.

Verwenden Sie Multi-Mam Lanolin mindestens zweimal am Tag. Für einen optimalen Schutz tragen Sie Multi-Mam Lanolin nach jedem Stillen auf. Lanolin muss vor dem Stillen nicht entfernt werden.

MULTI-MAM LANOLIN

BASIERT AUF NATÜRLICHEN INHALTSSTOFFEN

Multi-Mam Lanolin basiert auf hochreinem, natürlichem Wollfett ohne jegliche Zusatzstoffe. Neutraler Geschmack und Geruch.

INGREDIENTS

Lanolin

INFORMATIONEN ZU ALLERGIEN

Allergien gegen die Inhaltsstoffe von Multi-Mam Lanolin sind sehr selten. Wenn Sie unsicher sind, tragen Sie ein wenig Multi-Mam Lanolin auf die Innenseite des Unterarms auf. Wenn ein juckender roter Fleck auftritt, empfehlen wir Ihnen, Multi-Mam Lanolin nicht zu verwenden.

LAGERUNG

Ausserhalb der Sichtweite und Reichweite von Kindern in der Originalverpackung bei Raumtemperatur zwischen 10 °C und 25 °C aufbewahren.

PZN DE: 17164355

PZN AT: 5422102

PHC: 7794919

FR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER MULTI-MAM LANOLINE ET CONSERVER LA.

MULTI-MAM LANOLINE - POUR LES SOINS DES MAMELONS DES MÈRES ALLAITANTES

- Apaise et protège les mamelons
- Garde la peau douce, souple et saine
- Prend soin des mamelons secs et sensibles
- Aide à remplacer les graisses naturelles de la peau, et renforce l'action de celles-ci
- Goût et odeur neutres
- 100 % de graisse de laine naturelle hautement purifiée

MODE D'ACTION DE MULTI-MAM LANOLINE

Multi-Mam Lanolin est un produit d'origine biologique, le plus proche des graisses naturellement présentes sur la peau humaine. C'est un produit idéal pour remplacer les graisses naturelles de la peau enlevées par l'allaitement, et pour renforcer l'action de celles-ci. Multi-Mam Lanolin protège ainsi les mamelons contre le dessèchement et la fissuration, et contre une sensibilité excessive, avant et durant la période d'allaitement.

Comme il n'est pas nécessaire de retirer Multi-Mam Lanolin avant l'allaitement, le produit offre une protection optimale pour les mamelons. Le produit est sans danger en cas d'ingestion par votre bébé.

MODE D'EMPLOI

Lavez-vous les mains puis séchez-les en les essuyant doucement. Frottez une petite quantité de Multi-Mam Lanolin entre vos doigts pour ramollir le produit, puis appliquez-le sur toute la région du mamelon. Pour faciliter l'application, vous pouvez malaxer doucement le tube ou le réchauffer dans vos mains avant l'utilisation. Multi-Mam Lanolin doit être appliqué au moins deux fois par jour. Pour une protection optimale, appliquez Multi-Mam Lanolin après chaque allaitement. Il n'est pas nécessaire de retirer le produit avant l'allaitement.

MULTI-MAM LANOLINE

EST À BASE D'INGRÉDIENTS NATURELS

Multi-Mam Lanolin est à base de graisse de laine naturelle hautement purifiée, sans additifs. Goût et odeur neutres.

INGREDIENTS

Lanolin

INFORMATIONS SUR LES ALLERGIES

Les allergies aux ingrédients de Multi-Mam Lanolin sont très rares. En cas de doute, appliquez une petite quantité de Multi-Mam Lanolin sur l'intérieur de votre avant-bras. Si une tache rouge accompagnée de démangeaisons apparaît, il ne faut pas utiliser Multi-Mam Lanolin.

CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants dans l'emballage d'origine, à une température de 10 °C à 25 °C (température ambiante).

IT

LEGGERE CON ATTENZIONE IL FOGLIO INFORMATIVO PRIMA DI USARE MULTI-MAM LANOLINA E CONSERVARLO PER RIFERIMENTO FUTURO

MULTI-MAM LANOLINA CURA DEL CAPEZZOLO PER L'ALLATTAMENTO AL SENO

- Lenisce e protegge i capezzoli
- Mantiene la pelle morbida, elastica e sana
- Per la cura dei capezzoli con pelle secca e sensibile
- Aiuta a sostituire e integrare lo strato lipidico naturale della pelle
- Odore e sapore neutro
- 100 % lanolina (grasso di lana) naturale altamente purificata

COME FUNZIONA MULTI-MAM LANOLINA

Multi-Mam Lanolina è il prodotto biologico più simile allo strato lipidico naturale della pelle umana. È l'ideale per sostituire e integrare lo strato lipidico naturale che si perde durante l'allattamento. In questo modo, Multi-Mam Lanolina protegge i capezzoli da secchezza, screpolature e sensibilità prima e durante l'allattamento. Dato che non è necessario rimuoverlo prima dell'allattamento, Multi-Mam Lanolina offre una protezione ottimale ai capezzoli. Il prodotto è innocuo se viene ingerito dal neonato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lavare le mani e asciugarle delicatamente. Ammorbidire una piccola quantità di Multi-Mam Lanolina tra le dita e applicarla su tutta l'area del capezzolo. Può essere utile scaldare delicatamente il tubetto tra le mani prima dell'uso. Usare Multi-Mam Lanolina almeno due volte al giorno. Per una protezione ottimale, applicare Multi-Mam Lanolina dopo ogni allattamento. Non è necessario rimuovere il prodotto prima dell'allattamento.

MULTI-MAM LANOLINA

SI BASA SU INGREDIENTI NATURALI

Multi-Mam Lanolina si basa su Lanolina naturale altamente purificata senza alcun tipo di additivi. Odore e sapore neutro.

INGREDIENTS

Lanolin

INFORMAZIONI SULLE ALLERGIE

Le allergie agli ingredienti di Multi-Mam Lanolina sono molto rare. In caso di dubbio, applicare una piccola quantità di Multi-Mam Lanolina sulla parte interna dell'avambraccio. Se dovessero comparire prurito e arrossamento consigliamo di non usare Multi-Mam Lanolina.

CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla vista e dalla portata dei bambini, nella confezione originale, a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 25 °C.

BioClin BV,
Delftechpark 55, 2628 XJ Delft,
The Netherlands